

**KÓD SÚBORU** SB2M

**METÓDA** **VYTVORENIE TESTOVACIEHO VČELSTVA PROSTREDNÍCTVOM ODLOŽENCA**

**ODPORÚČANÉ  
OBDOBIE**

Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PODMIENKY**

- Neskorá jar a začiatok leta, keď sú k dispozícii nové spárené matky.
- Prínos nektáru a peľu do včelstiev.

**POTREBNÝ  
MATERIÁL &  
VYBAVENIE**

- ✓ Silné a zdravé darcovské včelstvá.
- ✓ Úl s jedným nadstavkom a niekoľkými vystavanými rámikmi (príp. rámikmi s medzistenami).
- ✓ Oplodnená matka známeho pôvodu.
- ✓ Zásoby krmiva (medové a peľové plásty alebo umelé krmivo).

**POSTUP**



**1.** Pripravte si nový úl a vložte doňho vystavané rámiky a/alebo rámiky s medzistenami. Ponechajte miesto pre vloženie plodových a zásobných plástov.



**2.** Skontrolujte silu a zdravotný stav darcovského včelstva a vyberte z neho 3 plásty so zaviečkovaným plodom a 2 zásobné medovo-peľové plásty.



**3.** Vyberte plásty dobre obsadené včelami (aspoň na 70%) a dajte pozor, aby ste z darcovského včelstva nepreniesli aj matku.



**4.** Vložte odobrané plásty do nového úľa a pridajte matku v kletke uzatvorenej cukromedovým cestom (fondánom).

## POSTUP



5. Ak je to potrebné, posilnite včelstvo zmetením ďalších mladušiek na zabezpečenie 70% obsadenosti plástov včelami. Vyrovnajte silu všetkých novovytvorených odložencov.



6. Ak je to potrebné, pridajte krmivo (cesto alebo sirup) pre rýchlejší rozvoj odloženca.

## POZNÁMKY & PRIPOMIENKY

- Vytvorte všetky nové včelstvá v rovnaký deň.
- Ak je to možné, vytvorte odloženec len z jedného darcovského včelstva.
- Ak je to možné, umiestnite novovytvorené odložence na testovaciu lokalitu vzdialenú od ostatných úľov aspoň 3 km. Ak to možné nie je, posilnite odložence zosypaním mladušiek z dvoch ďalších plodových plástov darcovského včelstva.
- Uistite sa, či je klietka s matkou umiestnená v úli v pozícii, z ktorej ju môžu včely vyslobodiť (vypustiť vyjedením cesta).
- Zabráňte sledeniu a rabovaniu na včelnici – snažte sa nerozliať cukrový sirup a zúžte letáče na úľoch.

## ĎALŠIE INFORMÁCIE



- Standard methods for rearing and selection of *Apis mellifera* queens (Büchler *et al.*, 2013)

- Standard methods for estimating strength parameters of *Apis mellifera* colonies (Delaplane *et al.*, 2013)



AGT Methodenhandbuch

([www.toleranzzucht.de/zuchtprogramm/methodenhandbuch/](http://www.toleranzzucht.de/zuchtprogramm/methodenhandbuch/))



Virtuálna testovacia stanica ([www.smartbees-fp7.eu/extension](http://www.smartbees-fp7.eu/extension))



Selektion der Honigbiene (IWF Wissen und Medien gGmbH, Nonnenstieg 72 D- 37075 Göttingen) Video materiál